



Modalità di raccolta Feci per sangue occulto

Esame Sangue occulto nelle feci.

Contenitore Tre contenitori per la ricerca del sangue occulto (tappo verde) con apposito conservante.

Preparazione Paziente: Non è necessario seguire alcuna dieta particolare prima di eseguire il test. Il test non è eseguibile durante il periodo mestruale o se è presente una patologia emorroidaria.

Modalità di raccolta Controllare la data di scadenza del contenitore per la raccolta. Emettere le feci su una superficie asciutta e pulita. Evitare di contaminare le feci con le urine o altri liquidi. Svitare il tappo del flacone, senza vuotare il contenuto, estrarre il bastoncino e strisciare la parte terminale (con forma a spirale) tre o quattro volte in punti diversi del campione fecale. E' sufficiente prelevare una piccola quantità di feci. Rimettere il bastoncino nel flacone con la soluzione conservante, chiudere bene il contenitore fino allo scatto del tappo e agitare lentamente.

Conservazione Il campione conservato in frigorifero è stabile per massimo 5 giorni.

Note I contenitori si devono ritirare gratuitamente presso l'Accettazione del Laboratorio.

MOD. M40 LABAHO