
Modalità di raccolta Feci per sangue occulto

Esame Sangue occulto nelle feci.

Contenitore Provetta di raccolta per la ricerca del sangue occulto con apposito conservante (vedi immagine)


N.B. controllare che sulla provetta di raccolta del campione fecale ci sia scritto "FOB"

Preparazione Paziente: Non è necessario seguire alcuna dieta particolare prima di eseguire il test. Il test non è eseguibile durante il periodo mestruale o se è presente una patologia emorroidaria.

Modalità di raccolta Emettere le feci su una superficie asciutta e pulita. Evitare di contaminare le feci con le urine o altri liquidi. Svitare il tappo del flacone, fare attenzione a non rimuovere la parte blu, senza vuotare il contenuto, estrarre il bastoncino e strisciare la parte terminale tre o quattro volte in punti diversi del campione fecale. E' sufficiente prelevare una piccola quantità di feci. Rimettere il bastoncino nel flacone con la soluzione conservante, chiudere bene il contenitore avvitando il tappo e agitare lentamente.

Conservazione Il campione prelevato deve essere conservato in frigorifero se non si consegna in giornata. Consegnare il campione entro tre giorni dalla raccolta.

Note I contenitori si ritirano gratuitamente presso l'Accettazione del Laboratorio.



MOD. M40 LABSS