

---

### **Modalità di raccolta Urine delle 24 ore**

**Esame** Creatininuria, Clearance della creatinina, Proteinuria, Amilasuria, Azoturia, Uricosuria, Sodiuria, Potassiuria, Calciuria, Fosfaturia, catene kappa e lambda.

**Contenitore** Contenitore in plastica graduato “a bocca larga” per la raccolta delle urine delle 24 ore.

Provetta non sterile in plastica per la raccolta delle urine con tappo a pressione, non a vite.

**Preparazione Paziente** E' inopportuno eseguire l'esame nel periodo mestruale o in caso di infezioni delle vie urinarie. Vedi anche “urine del mattino”. Se per un motivo qualunque una parte di urine va perduta, la raccolta deve essere ricominciata poiché il risultato finale dell'esame dipende dal volume del campione.

**Modalità di raccolta** All'inizio della raccolta eliminare le prime urine del mattino e annotare l'ora. Poi, per tutte le 24 ore successive, raccogliere tutte le urine, compresa l'ultima emessa il mattino seguente avendo cura di far corrispondere la raccolta finale all'ora annotata il giorno precedente.

Esempio:

- il 1° giorno alle ore 8 urinare e gettare l'urina;
- fino alle ore 8 del 2° giorno raccogliere tutta l'urina nell'apposito contenitore;
- il 2° giorno alle ore 8 urinare ed aggiungere l'urina a quella già conservata.

Terminata la raccolta agitare bene il contenitore e trasferire l'urina in una provetta fino quasi a riempirla. **Annotare il volume totale delle urine raccolte.**

**Conservazione** Durante il periodo di raccolta tappare il contenitore e conservarlo in luogo fresco.

**Trasporto** La provetta urine, ben tappata, deve rimanere in posizione verticale per evitare la fuoriuscita di materiale biologico.

**Informazioni da fornire** Al momento dell'accettazione riferire il volume totale delle urine raccolte.

**Note** Il contenitore per la raccolta e la provetta possono essere acquistati in farmacia. Il Laboratorio non accetta campioni raccolti in contenitori destinati ad altro uso, anche se accuratamente lavati.

---

MOD. M36 LABSS